

SKU: TKE2**Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – rana cięta uda**

Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – rana cięta uda, to profesjonalne narzędzie do treningu tamowania krwawienia. Pomaga rozwijać pamięć mięśniową i doskonalić technikę pakowania rany. Rana wykonana jest w pełni z silikonu z możliwością podłączenia czynnego krwawienia. Specjalna konstrukcja podstawy zapewnia siłę ssącą, dzięki czemu można ją mocno przyczepić do każdej płaskiej powierzchni. Nadaje się do szkoleń z zakresu medycyny taktycznej (TCCC, TECC, TEMS), edukacji w cyklu ratownictwo medyczne (PHTLS, ALS) czy szkoleń z pierwszej pomocy w którym duży nacisk kładzie się na tamowanie zagrażających życiu krwotoków. Całość zapakowana w schludną, wytrzymałą walizkę.

DANE TECHNICZNE

EAN:

Wymiary: Rana: H19 x W14 x D7 cm; Walizka H42 x W21 x D11 cm

Materiał: Sylikon

Waga: Rana: 1,3kg; Całość: 2,8kg

Skład:

1. 1x silikonowy trener
2. 3x skompresowana gaza treningowa
3. 1x worek na sztuczną krew z drenem
4. 1x butelka na sztuczną krew z drenem i stoperem
5. 1x podkład chłonny
6. Walizka

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

