

**SKU: TKE5****Zestaw do nauki tamowania krwotoku TRAUMAKIT EDU – rana postrzałowa nogi GSW**

Zestaw do nauki tamowania krwotoku TRAUMAKIT EDU – rana postrzałowa nogi GSW, to profesjonalne narzędzie do treningu tamowania krwawienia. Pomaga rozwijać pamięć mięśniową i doskonalić technikę. Rana wykonana jest w pełni z silikonu z możliwością podłączenia czynnego krwawienia. Nadaje się do szkoleń z zakresu medycyny taktycznej (TCCC, TECC, TEMS), edukacji w cyklu ratownictwo medyczne (PHTLS, ALS) czy szkoleń z pierwszej pomocy w którym duży nacisk kładzie się na tamowanie zagrażających życiu krwotoków. Całość zapakowana w schludną, wytrzymałą walizkę.

**DANE TECHNICZNE**

EAN:

Wymiary: Rana: H29 cm; Walizka H42 x W37 x D21 cm

Materiał: Sylikon

Waga: Rana: 3,5kg; Całość: 7,6kg

Skład:

1. 1x silikonowy trener
2. 6x skompresowana gaza treningowa
3. 1x rolowana gaza treningowa
4. 1x worek na sztuczną krew z drenem i stoperem
5. 1x podkład chłonny
6. 1x podstawa z kluczem
7. Walizka

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

