

SKU: TKE1**Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – rana postrzałowa GSW**

Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – rana postrzałowa GSW, to profesjonalne narzędzie do treningu tamowania krwawienia. Pomaga rozwijać pamięć mięśniową i doskonalić technikę pakowania rany. Rana wykonana jest w pełni z silikonu z możliwością podłączenia czynnego krwawienia. Specjalna konstrukcja podstawy zapewnia siłę ssącą, dzięki czemu można ją mocno przyczepić do każdej płaskiej powierzchni. Nadaje się do szkoleń z zakresu medycyny taktycznej (TCCC, TECC, TEMS), edukacji w cyklu ratownictwo medyczne (PHTLS, ALS) czy szkoleń z pierwszej pomocy w którym duży nacisk kładzie się na tamowanie zagrażających życiu krwotoków. Całość zapakowana w schludną, wytrzymałą walizkę.

DANE TECHNICZNE

EAN:

Wymiary: Rana: H10 x W10 x D4 cm; Walizka H30 x W16 x D11 cm

Materiał: Sylikon

Waga: Rana: 0,40kg; Całość: 1,4kg

Skład:

1. 1x silikonowy trener
2. 4x skompresowana gaza treningowa
3. 1x worek na sztuczną krew z drenem i stoperem
4. 1x podkład chłonny
5. Walizka

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

