

SKU: TKS403

TRAUMAKIT Mini Apteczka Modułowa (O) - Oparzenia

TRAUMAKIT Mini Apteczka Modułowa (O) - Oparzenia, to pomniejszona wersja standardowego modułu, zawierająca niezbędne wyposażenie kluczowe dla opatrzenia różnych oparzeń. Moduł ten może być używany zarówno osobno, jak i stanowić część systemu TRAUMAKIT Mini. Dodatkowo, dzięki oznaczeniom w trzech językach - polskim, angielskim i ukraińskim - będzie zrozumiała w środowisku międzynarodowym.

DANE TECHNICZNE

EAN:	5904194016531
Wymiary:	H15 x W14 x D7 cm
Materiał:	PET12/PE80
Waga:	0,33kg
Skład:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rękawiczki jednorazowe nitylowe „L” – 2 pary (1 koperta) 2. Opatrunek hydrożelowy Burncare 5x5 cm – 2 szt. 3. Opatrunek hydrożelowy Burncare 10x10 cm – 2 szt. 4. Opatrunek hydrożelowy Burncare 5x15 cm - 2 szt. 5. Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 4 (30 cm) - 1 szt. 6. Elastyczna siatka opatrunkowa rozm. 8 (30 cm) – 1 szt. 7. Folia NRC/koc termiczny - 1szt. 8. Instrukcja
Producent:	AEDMAX.PL Sp. z o.o.

