

**SKU: TKE3****Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – rana bez krwawienia**

Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – rana bez krwawienia, to proste narzędzie do treningu tamowania krwawienia. Pomaga rozwijać pamięć mięśniową i doskonalić technikę pakowania rany. Rana wykonana jest w pełni z silikonu. Specjalna konstrukcja podstawy zapewnia siłę ssącą, dzięki czemu można ją mocno przyczepić do każdej płaskiej powierzchni. Całość zapakowana w przezroczyste pudełko.

**DANE TECHNICZNE**

EAN:

Wymiary: H8,5 x D10 cm

Materiał: Sylikon

Waga: 0,40kg

Skład:

1. 1x silikonowy trenażer
2. 1x skompresowana gaza treningowa
3. Pudełko

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

