

SKU: TKE4

Zestaw do pozoracji ran TRAUMAKIT EDU - wieloelementowy

Zestaw do nauki pakowania ran TRAUMAKIT EDU – wieloelementowy, zaprojektowany został dla wszystkich poziomów szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, ratowników KPP, ratowników medycznych, lekarzy wojskowych i innych. Pomaga doskonalić umiejętności diagnostyczne i leczenie w możliwie realistycznych warunkach.

Zawiera pięć zakładanych symulowanych ran najczęściej występujących obrażeń z możliwością podpięcia aktywnego krwawienia. Uzupełnieniem całości są 24 sztuki ran przyklejanych oraz zapas materiałów do makijażu zapewniający duży realizm w ćwiczeniach. Całość zapakowana jest w schludną, solidną i wytrzymałą walizkę.

DANE TECHNICZNE

EAN:

Wymiary: Walizka H45 x W27 x D24 cm

Materiał: Winył/Sylikon

Waga: 3,7kg

Skład: 1. 1 x model otwartej rany klatki piersiowej 2. 1 x model amputacji 3. 1 x model złamania otwartego 4. 1 x model rany szarpanej 5. 1 x model rany postrzałowej dłoni 6. 4 x rany postrzałowe (przyklejane) 7. 20 x różne rany i złamania (przyklejane) 8. 1 x 100 g proszek zagęszczający 9. 1 x 40 g sztuczna krew w proszku	10. 8 x szpatułka (4 drewno, 4 z tworzywo) 11. 1 x 60 ml czarnej plazmy 12. 1 x 200 ml butelka z rozpylaczem 13. 1 x 40 g wosku do ciała 14. 2 x 30 ml kleju do skóry 15. 3 x worek na sztuczną krew 16. 2x skompresowana gaza treningowa 17. 1x para rękawiczek nitrylowych
---	---

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

