

SKU: TKS402

TRAUMAKIT Mini Apteczka Modułowa (R) - Zranienia

TRAUMAKIT Mini Apteczka Modułowa (R) - Zranienia, to pomniejszona wersja standardowego modułu, zawierająca niezbędne wyposażenie kluczowe dla opatrzenia różnych zranień. Moduł ten może być używany zarówno osobno, jak i stanowić część systemu TRAUMAKIT Mini. Dodatkowo, dzięki oznaczeniom w trzech językach - polskim, angielskim i ukraińskim - będzie zrozumiała w środowisku międzynarodowym.

DANE TECHNICZNE

EAN: 5904194016524

Wymiary: H15 x W14 x D7 cm

Materiał: PET12/PE80

Waga: 0,27kg

Skład:

1. Rękawiczki jednorazowe nitylowe „L” – 2 pary (1 koperta)
2. Kompres gazowy jałowy 17N 8W 7,5 x 7,5 cm – 1 szt.
3. Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL 10 cm x 5 m – 1 szt.
4. Opatrunek hydrożelowy Burncare 5x15 cm - 1 szt.
5. Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² jałowa - 1 szt.
6. Chusteczka dezynfekująca – 4 szt.
7. Aparat do płukania oka ZPO - 1 szt.
8. Opatrunek na oko 6,5 x 9,5cm - 2 szt.
9. Kleszczołapki - 1 szt.
10. Folia NRC/koc termiczny - 1 szt.
11. Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,6cm - 10 szt.
12. Plaster tkaninowy do cięcia z opatrunkiem 6 x 10cm - 5 szt.
13. Instrukcja

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.



AEDMAX.PL Sp. z o.o.

ul. Sokołowska 47c, 05-806 Sokołów

tel. + 48 660 860 112

kontakt@aedmax.pl

AEDMAX.PL Sp. z o.o., ul. Sokołowska 47c, 05-806 Sokołów, wpisana do KRS pod numerem 0000723876 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy. NIP: 5223118942, REGON: 369793658. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 złotych.

Podmiot zarejestrowany w BDO pod nr 000406951.