

SKU: TKS2**TRAUMA KIT Apteczka Modułowa (R) - Zranienia**

TRAUMA KIT Apteczka Modułowa (R) – Zranienia to apteczka która zapewnia kompleksową opiekę nad różnymi rodzajami zranień, od skaleczeń po lekkie krwawienia. Z apteczką Zranienia jesteś zawsze przygotowany na niespodziewane sytuacje. Wyposażona jest w specjalistyczne elementy, takie jak bandaże adhezyjne oraz plastry do zamykania ran. Dodatkowo, dzięki oznaczeniom w trzech językach - polskim, angielskim oraz ukraińskim - jest przyjazna dla międzynarodowych użytkowników.

DANE TECHNICZNE

EAN:	5904194010065
Wymiary:	H13 x W22 x D9 cm
Materiał:	opakowanie Oxford
Waga:	0,39kg
Skład:	1. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary (1 koperta) 2. Maski ochronne 3 warstwowe - 1 szt. 3. Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 2 szt. 4. Kompres gazowy 7,5x7,5 cm 3 szt. - 2 op. 5. Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² - 1 szt. 6. Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m² - 1 szt. 7. Bawełniana chusta trójkątna - 1 szt. 8. Bandaż piankowy 6 x 40 cm – 1 szt. 9. Przylepiec 2,5 cm x 5 m – 1 szt. 10. Plaster z opatrunkiem 1,9 cm x 7,6 cm – 5 szt. 11. Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm - 1 szt. 12. Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm - 1 szt. 13. Paski do zamykania ran 3 x 75 mm – 5 szt. 14. Opatrunek Hydrożelowy Burncare 5x15cm – 1 szt. 15. Nożyczki metalowe 16,5 cm – 1 szt. 16. Gazik do dezynfekcji – 5 szt. 17. Tampon do nosa Stop Hemo – 2 szt. 18. Zestaw do płukania oka ZPO – 1 szt. 19. Plaster tkaninowy do cięcia z opatrunkiem 6 x 10cm - 5 szt. 20. Instrukcja

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

