

**SKU: RT32****Kapsuła Rotaid zewnętrzna Transparent Green z alarmem**

Kapsuła Rotaid to wytrzymałe rozwiązanie do przechowywania defibrylatora AED wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zintegrowany system łączy w jednym rozwiązaniu ogrzewanie z termostatem, oświetlenie LED, alarm dźwiękowy.

Obudowa z odpornego poliwęglanu posiada klasę wandaloodporności IK10 oraz stopień ochrony IP56. Podwójna warstwa filtrów UV i zabezpieczenie antykorozyjne zwiększają jej trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych.

Dostęp do AED jest szybki i intuicyjny — pokrywę otwiera się jednym ruchem, obracając ją zgodnie ze wskazaniem strzałek. Brak tradycyjnych zawiasów i uchwytów ogranicza ryzyko uszkodzeń i zwiększa niezawodność kapsuły.

DANE TECHNICZNE

EAN:	5904194011413
Wymiary:	H48 x W48 x D18 cm
Materiał:	ABS + poliwęglan
Waga:	3,2 kg
Cechy główne:	• Materiał pokrywy: poliwęglan pokryty podwójną powłoką UV • Materiał podstawy: poliwęglan odporny na promieniowanie UV + wykończenie z włókna węglowego • Powłoka antykorozyjna • Odporność: IP56 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262) • Brak zakłóceń dla 2G / 3G / 4G / 5G / Wi-Fi / Bluetooth • Ochrona AED przed mrozem: do -20°C • Certyfikaty CE: EN 60601-1-1 / EN 60601-1-2:2015 Ed. 4 / EN 55011:2009 + A1:2010 / EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-7 / EN 61000-4-8 / dyrektywa EMC 2014/30/UE • Bezpieczeństwo elektryczne: test zaliczony zgodnie z normą IEC 60335-1 • System grzewczy: łączna moc 92 W / automatyczny termostaat • Zasilacz: przemysłowy zasilacz AC/DC Mean Well o mocy 90 W • Napięcie wejściowe zasilacza: 100–240 V, 2,5 A, 50–60 Hz • Napięcie wyjściowe zasilacza: 24 V DC, 5 A • Wymiary zasilacza: 145 × 60 × 32 mm (dł. × szer. × wys.) • Normy bezpieczeństwa zasilacza: UL 60950-1 / CSA C22.2 / TÜV EN 60950-1 / BSMI CNS 14336 / CCC GB 4942 / PSE J60950-1 oraz AS/NZS 60950.1 / BIS IS 13252 / KC K60950 / EAC TP TC 004 / SIRIM MS IEC 60950 • Sieć: 2G, 4G (LTE-M, CAT-M1), zasięg globalny • Alarm dźwiękowy: 84 dB lub 98 dB, mierzone w odległości 1 m od głośnika
Producent:	Rotaid AED Cabinets
Gwarancja:	2 lata

