

**SKU: TKE7****Zestaw trenażerów do nauki pakowania rany i zakładania opaski zaciskowej  
TRAUMAKIT EDU**

Zestaw trenażerów do nauki pakowania rany i zakładania opaski zaciskowej TRAUMAKIT EDU, to prosty symulator dla każdego. Z jego użyciem można przećwiczyć: ucisk bezpośredni, zakładanie opaski zaciskowej oraz pakowanie rany.

Dwa rozmiary opasek ochronnych M i L zapewniają maksymalne dopasowanie do kończyny ćwiczącego. Symulowana odpinana rana pokazuje miejsce ucisku bezpośredniego. Budowa osłony zapewnia mocne założenie opaski zaciskowej bez nadmiernego bólu po stronie ćwiczącego. Dopinana kostka z silikonu pozwala na bezkrwawy trening w zakresie pakowania rany.

Zestaw nadaje się do podstawowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy z naciskiem na ćwiczenia z zabezpieczenia krwotoków. Trenażery nie są wyposażone w czynne krwawienie. Zapewniają realistyczny trening w warunkach biurowych gdzie nie można pozwolić sobie na pracę ze sztuczną krwią.

**DANE TECHNICZNE**

EAN:

Wymiary: Rana: H10 x W10 x D5 cm; Osłona M: H38-60 x W11 cm; Osłona L: H48-68 x W13 cm

Materiał: Sylikon, materiał

Waga: Rana: 0,43kg

Skład:

1. 1x silikonowy trenażer
2. 1x osłona treningowa M
3. 1x osłona treningowa L
4. 1x worek zbiorczy

Producent: AEDMAX.PL Sp. z o.o.

