

**SKU:PF1AM****Defibrylator AED Philips FRx w torbie**

Philips FRx to półautomatyczny defibrylator, którego wyróżnia wytrzymała konstrukcja i niewielka waga przez co jest najchętniej wybieranym defibrylatorem przez służby ratunkowe. Przez swoją niezawodność i prostotę obsługi idealnie spisuje się także w przestrzeni publicznej. Zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach przy ratowaniu zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wyróżnia go szybkość i jakość wyzwalanego impulsu oraz niewielka waga ułatwiająca transport. Defibrylator wydaje komendy w języku polskim.

<b>PARAMETRY FIZYCZNE AED</b>	<b>Philips FRx</b>
Poziom ochrony IP	IP55
Odporność na upadki	1,22m
Odporność na nacisk	500kg
Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach	TAK *
Waga urządzenia z baterią i elektrodami	1,6 kg
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	18x22x6 cm
Zakres temperatury pracy	0 do +50 C
Zakres temperatury przechowywania (krótkotwale) <b>SPRAWDZĄC</b>	-20 do +60 C
<b>PARAMETRY UŻYTKOWE</b>	
Standardowy okres gwarancji producenta na AED	8 lat
Posiada MDR (posiada nr UDI)	TAK
Interaktywny panel graficzny	TAK
Wyświetlacz	NIE
Czas od początku analizy do gotowości do wyładowania	8 s
Instrukcja prowadzenia RKO	TAK
Automatyczne dostosowywanie głośności poleceń do otoczenia	NIE
Sposób uruchamiania modułu pediatricznego	KLUCZ
Informacja zwrotna o jakości prowadzonych uciśnień	NIE
Metronom	TAK
Funkcja szkoleniowa	TAK
Sposób komunikowania statusu	LED + DŹWIĘK
Zmiana języka poleceń głosowych	NIE
Częstotliwość autotestów	1/7/30 dni
Komunikacja z urządzeniem	IRDA
Wersja treningowa urządzenia	TAK
<b>PARAMETRY ELEKTROD</b>	
Okres przydatności elektrod	2 lat
Uniwersalne elektrody dla dorosłych i dzieci	TAK
Elektrody dla dzieci	NIE
Detekcja wyschniętych elektrod	TAK
<b>PARAMETRY BATERII</b>	
Żywotność podczas czuwania	4 lat
Ilość defibrylacji maksymalną energią	200 / 150J
Sposób zasilania urządzenia	Li-MnO <sub>2</sub>

**DOSTĘPNE AKCESORIA**

P1



PF3



PF4



PF7